



catalogo generale
catalogue



Multimedical è una delle più affermate ditte italiane produttrici di dispositivi medici.

Dal 1984 produce direttamente dispositivi medici quali:

- Set per infusione endovenosa
- Aghi per infusione (farfalla, Huber)
- Set per terapia oncologica
- Set per trasfusione sangue o plasma
- Linee per dialisi
- Sacche in E.V.A. per nutrizione parenterale ed enterale
- Prolunghe e raccordi
- Rubinetti e rampe
- Accessori vari per infusione

Inoltre la produzione comprende anche altri articoli realizzati in base a richieste specifiche del cliente

La produzione viene svolta in base a Sistema di Qualità certificato ENI EN ISO 13485: 2003 Il Sistema di Qualità viene continuamente aggiornato in base alle nuove normative in vigore.

Tutti i prodotti sono marcati CE

I componenti utilizzati sono di prima qualità e sono conformi alle Norme Internazionali in vigore.


Grazie alla lunga esperienza acquisita nel settore e ad un'ottima organizzazione, Multimedical è in grado di soddisfare le diverse esigenze della clientela, offrendo un prodotto di elevata qualità a prezzi competitivi. Multimedical è in grado di realizzare prodotti personalizzati sulla base delle richieste della clientela.

I prodotti della Multimedical sono utilizzati in molti importanti Centri Ospedalieri italiani ed esteri.

Fra i propri clienti vanta importanti Società Farmaceutiche italiane ed estere.

Multimedical opera nel proprio stabilimento di 3.500 mq. (di cui 800 mq. di Sala Bianca - classe 100.000) su un'area complessiva di circa 7.000 mq.

La sede e lo stabilimento si trovano a Viadana (MN) - una località che dista circa 100 Km da Milano.



Multimedical is one of the main Italian companies producing disposable medical devices.

Since 1984 Multimedical directly produces medical devices as:

- I.V. infusion set
- Infusion needle (butterfly, Huber)
- Set for oncological therapy
- Blood transfusion set
- Haemodialysis blood line
- E.V.A. bags for parenteral and enteral nutrition
- Extension lines and connectors
- Stopcocks and manifolds
- Different accessories for infusion

Besides, we can produce also other items basing on customer specific requests.

Production is made basing on ENI EN ISO 13485: 2003 Quality System Certified Quality System is continually updated basing on current International Standards.

All products are CE marked


First quality components are used in accordance with current International Standards. Our long experience in disposable medical devices and our good organisation, enable us to meet different customer needs and to supply high quality products at competitive prices. Multimedical realizes dedicated products basing on customer specific requirements.

Multimedical products are used in many important Italian and foreign Hospitals.

Our products are sold to many important Italian and foreign Pharmaceutical Companies.

Multimedical operates in his Factory of 3.500 mq. (of which 800 mq. of Clean Room - class 100.000) on a total area of about 7.000 mq.

Office and Factory are located in Viadana (MN) - Italy 100 Km far from Milan





INDICE

Pag. 2-11	Azienda
Pag. 13	Deflussori
Pag. 19	Burette
Pag. 21	Set per terapia oncologica
Pag. 29	Regolatori di flusso
Pag. 31	Rubinetti a 3 vie
Pag. 37	Rampe di rubinetti
Pag. 41	Prolunghe
Pag. 49	Set per pompe infusionali
Pag. 51	Set per mezzi di contrasto
Pag. 53	Filtri per infusione
Pag. 55	Dispositivi needle free
Pag. 61	Accessori vari
Pag. 65	Set per infusione sangue
Pag. 67	Set per nutrizione parenterale
Pag. 71	Set per nutrizione enterale
Pag. 73	Sacche per raccolta urina
Pag. 77	Set per irrigazione urologica
Pag. 79	Set per artroscopia Set per aspirazione Kit per paracentesi e toracentesi Set per dialisi
Pag. 81	Aghi di Huber / Aghi a farfalla



INDEX

Factory
I.V. set
Burettes
Set for oncological therapy
Flow regulators
3 ways stopcocks
Manifolds
Extension lines
Infusion pump set
Set for contrast medium
Infusion filters
Needle free devices
Different accessories
Set for blood infusion
Parenteral nutrition set
Enteral nutrition set
Urin bag
Urological set
Arthroscopic set Suction set Kit for paracentesis and thoracentesis Dialysis set
Huber needles / Scalp vein



grazie alla lunga esperienza
acquisita nel settore e ad
un'ottima organizzazione,
multimedical è in grado di
soddisfare le diverse esigenze
della clientela, offrendo un
prodotto di elevata qualità a
prezzi competitivi

our long experience in
disposable medical devices and
our good organisation, enable
us to meet different
customer's needs and to supply
high quality products
with competitive prices





l'azienda / the factory



i componenti utilizzati sono
di **PRIMA QUALITÀ**
e sono conformi alle norme
internazionali in vigore



the component used are
FIRST QUALITY
and up to International
standards



ingresso e sala riunioni
reception and meeting room





reparto confezionamento
packaging area





camera bianca / clean room



prove collaudi
testing



i prodotti della
multimedical
sono utilizzati in molti
importanti centri
ospedalieri italiani ed esteri


multimedical
products
are used in many
important italian and
foreign hospital





magazzino / warehouse





tutte le soluzioni
di dispositivi
medici
per il settore
medico
sanitario

*all solutions
of medical devices
for the medical
and healthcare
sector*



deflussori / *I.V. set*

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET

deflussori in PVC con presa d'aria / PVC vented I.V. set - PERFUSET

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET



deflussore camera piccola
senza filtro soluzione con
raccordo luer
*IV. set small drip chamber
without solution filter with luer
connector*

confezione
singola
unit
packaging
bustina
polietilene
polyethylene
envelope

scatola / box
350 pcs. (7x50pcs)



60 cm. 40 cm. 28 cm.

cod. 090209/4



deflussore camera piccola
senza filtro soluzione con
raccordo luer
*IV. set small drip chamber
without solution filter with luer
connector*

confezione
singola
unit
packaging
bustina
polietilene
polyethylene
envelope

scatola / box
350 pcs. (7x50 pcs.)



60 cm. 40 cm. 28 cm.

cod. 090209/1



deflussore camera piccola
senza filtro soluzione con
raccordo luer lock
*IV. set small drip chamber
without solution filter with luer
lock connector*

confezione
singola
unit
packaging
bustina
polietilene
polyethylene
envelope

scatola / box
350 pcs. (7x50pcs)



60 cm. 40 cm. 28 cm.

cod. 090209/1/LL



deflussore 2 vie camera
piccola senza filtro soluzione
con raccordo luer lock
*2 ways IV. set small drip
chamber without solution filter
with luer lock connector*

confezione
singola
unit
packaging
bustina
polietilene
polyethylene
envelope

scatola / box
350 pcs. (7x50 pcs.)



60 cm. 40 cm. 28 cm.

cod. 090209/1/Y/LL



deflussore camera piccola
con filtro soluzione con
raccordo luer lock
*IV. set small drip chamber
with solution filter with luer
lock connector*

confezione
singola
unit
packaging
bustina
polietilene
polyethylene
envelope

scatola / box
350 pcs. (7x50pcs)



60 cm. 40 cm. 28 cm.

cod. 090208/1/LL



deflussore 2 vie camera
piccola con filtro soluzione
con raccordo luer lock
*2 ways IV. set small drip
chamber with solution filter
with luer lock connector*

confezione
singola
unit
packaging
bustina
polietilene
polyethylene
envelope

scatola / box
350 pcs. (7x50 pcs.)



60 cm. 40 cm. 28 cm.

cod. 090208/1/YLL



deflussore camera media con
filtro soluzione con raccordo
luer lock
*IV. set medium drip chamber
with solution filter with luer
lock connector*

confezione
singola
unit
packaging
bustina
polietilene
polyethylene
envelope

scatola / box
350 pcs. (7x50pcs)



60 cm. 40 cm. 28 cm.

cod. 090205/1/LL



deflussore 2 vie camera media
con filtro soluzione con
raccordo luer lock
*2 ways IV. set medium drip
chamber with solution filter
with luer lock connector*

confezione
singola
unit
packaging
bustina
polietilene
polyethylene
envelope

scatola / box
350 pcs. (7x50pcs)



60 cm. 40 cm. 28 cm.

cod. 090205/1/YLL

deflussori / I.V. set

deflussori in PVC con presa d'aria / PVC vented I.V. set - PERFUSET



deflussore camera lunga con filtro soluzione con raccordo luer lock
IV. set long drip chamber with solution filter with luer lock connector

confezione singola unit packaging bustina polietilene polyethylene envelope

scatola / box 250 pcs. (5x50pcs)

28 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090208/DE



deflussore 2 vie camera lunga con filtro soluzione con raccordo luer lock
2 ways IV. set long drip chamber with solution filter with luer lock connector

confezione singola unit packaging bustina polietilene polyethylene envelope

scatola / box 250 pcs. (5x50pcs)

28 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090208/YDE



deflussore camera lunga con filtro soluzione con raccordo luer lock
IV. set long drip chamber with solution filter with luer lock connector

confezione singola unit packaging blister

scatola / box 200 pcs.

28 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090235/I



deflussore camera lunga con raccordo luer lock
IV. set long drip chamber with luer lock connector

confezione singola unit packaging blister

scatola / box 200 pcs.

28 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090236/I



deflussore camera lunga con filtro soluzione - lunghezza tubo cm 200 con raccordo luer lock
IV. set long drip chamber with solution filter - tubing length cm 200 with luer lock connector

confezione singola unit packaging blister

scatola / box 200 pcs.

28 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090280



deflussore camera media con filtro soluzione con raccordo luer lock e ago epicranico 21G
IV. set medium drip chamber with solution filter with luer lock connector and butterfly needle 21G

confezione singola unit packaging blister

scatola / box 200 pcs.

28 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090204/1AF

deflussori per fotosensibili / I.V. set for photosensitives PERFUSET BRUNITO



deflussore brunito per soluzioni fotosensibili con filtro soluzione con raccordo luer lock
IV. set for photosensitives with solution filter with luer lock connector

confezione singola unit packaging blister

scatola / box 200 pcs.

28 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090225/B



deflussore 2 vie brunito per soluzioni fotosensibili con filtro soluzione con raccordo luer lock
2 ways IV. set for photosensitives with solution filter with luer lock connector

confezione singola unit packaging blister

scatola / box 200 pcs.

28 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090218/B

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET

deflussori PVC senza ftalati (DEHP) con presa d'aria / *vented PVC DEHP free I.V. set PERFUSET PVC NO DOP*

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET




cod. 090214

deflussore camera piccola con filtro soluzione con raccordo luer lock
I.V. set small drip chamber with solution filter with luer lock connector

confezione singola
unit packaging
bustina polietilene
polyethylene envelope

scatola / box
350 pcs. (7x50pcs)




cod. 090214/Y

deflussore 2 vie camera piccola con filtro soluzione con raccordo luer lock
2 ways I.V. set small drip chamber with solution filter with luer lock connector

confezione singola
unit packaging
bustina polietilene
polyethylene envelope

scatola / box
350 pcs. (7x50pcs)




cod. 090205/1/ND

deflussore camera media con filtro soluzione con raccordo luer lock
I.V. set medium drip chamber with solution filter with luer lock connector

confezione singola
unit packaging
bustina polietilene
polyethylene envelope

scatola / box
350 pcs. (7x50pcs)




cod. 090205/1/YND

deflussore 2 vie camera media con filtro soluzione con raccordo luer lock
2 ways I.V. set medium drip chamber with solution filter with luer lock connector

confezione singola
unit packaging
bustina polietilene
polyethylene envelope

scatola / box
350 pcs. (7x50pcs)




cod. 090215

deflussore camera lunga con filtro soluzione con raccordo luer lock
I.V. set long drip chamber with solution filter with luer lock connector

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box
200 pcs.




cod. 090215/Y

deflussore 2 vie camera lunga con filtro soluzione con raccordo luer lock
2 ways I.V. set long drip chamber with solution filter with luer lock connector

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



deflussori per fotosensibili PVC senza DEHP con presa d'aria / *vented DEHP free I.V. set for photosensitives PERFUSET BRUNITO PVC NO DOP*




cod. 090214/B

deflussore brunito camera piccola con filtro soluzione con raccordo luer lock
I.V. set small drip chamber for photosensitives with solution filter with luer lock connector

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box
200 pcs.




cod. 090215/B

deflussore brunito camera lunga con filtro soluzione con raccordo luer lock
I.V. set long drip chamber for photosensitives with solution filter with luer lock connector

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



deflussori / I.V. set


deflussori senza PVC con presa d'aria/ vented PVC free I.V. set *PERFUSET NO PVC*



deflussore con filtro soluzione con raccordo luer lock
IV. set with solution filter with luer lock connector

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
200 pcs.




cod. 090250



deflussore brunito per soluzioni fotosensibili con filtro soluzione con raccordo luer lock
IV. set for photosensitives with solution filter with luer lock connector

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
200 pcs.




cod. 090250/B



deflussore 2 vie con filtro soluzione con raccordo luer lock
2 ways IV. set with solution filter with luer lock connector

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
200 pcs.




cod. 090251



deflussore 2 vie con micron filter 0,2 micron, con filtro soluzione, con raccordo luer lock
2 ways IV. set with micron filter 0,2 micron, with solution filter, with luer lock connector

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.



cod. 090251/MF


deflussori speciali/ *special I.V. set PERFUSET*



deflussore camera lunga con presa d'aria con rubinetto a 3 vie
vented IV. set long drip chamber with 3 ways stopcock

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.




cod. 090206



deflussore camera lunga con presa d'aria con 2 rubinetti a 3 vie
vented IV. set long drip chamber with two 3 ways stopcocks

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.



cod. 090217


deflussori con NEEDLEFREE / I.V. set with *NEEDLEFREE*



deflussore camera lunga con 2 connettori per connessione senza ago senza DEHP
IV. set long drip chamber with 2 needlefree connectors DEHP free

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.




cod. 090210/I




deflussore camera lunga con 1 connettore per connessione senza ago senza DEHP
IV. set long drip chamber with 1 needlefree connector DEHP free

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.



cod. 090211/I



multimedical è da sempre nei centri
ospedalieri italiani ed esteri

BURETTA MICRODROP / SOLUTION

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET




cod. 090002

buretta 150 ml con raccordo a Y e perforatore con presa d'aria con dispositivo microgoccia (60 gocce)
150 ml burette with Y connector and vented spike with microdrop device (60 drops)

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box
30 pcs.





cod. 090003/1

buretta 150 ml con raccordo a Y e perforatore per sacca con dispositivo microgoccia (60 gocce)
150 ml burette with Y connector and spike for bag with microdrop device (60 drops)

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box
30 pcs.




cod. 090013

buretta 100 ml mod TERUMO con perforatore con presa d'aria con dispositivo microgoccia (60 gocce)
100 ml burette mod. TERUMO with vented spike with microdrop device (60 drops)

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box
30 pcs.




cod. 090014

buretta 150 ml con perforatori con presa d'aria con raccordo a Y 4 vie
150 ml burette with vented spikes with 4 ways Y connector

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box
30 pcs.




cod. 090004/M

buretta 150 ml con perforatore per sacca senza sistema per somministrazione al paziente
150 ml burette with spike for bag without IV. infusion set

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box
30 pcs.




cod. 090012/C

buretta 100 ml con perforatore alto flusso e raccordo a Y con dispositivo microgoccia (60 gocce)
100 ml burette with high flow spike and Y connector with microdrop device (60 drops)

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box
30 pcs.




cod. 090016/I

buretta 100 ml con presa d'aria con dispositivo microgoccia (60 gocce) con dispositivo per connessione senza ago
100 ml burette with vented spike with microdrop device (60 drops) with needlefree device

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box
30 pcs.




cod. 090017/I

buretta 150 ml con presa d'aria con dispositivo microgoccia (60 gocce) con dispositivo per connessione senza ago
150 ml burette with vented spike with microdrop device (60 drops) with needlefree device

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box
30 pcs.



set per terapia oncologica
set for oncological therapy

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET

set per ricostituzione, prelievo e trasferimento di medicinali / set for dilution, extraction and transfer of drugs
MULTICONNECT SET


SET PER INFUSIONE / INFUSION SET



perforatore con filtro chemio 0,22 micron e dispositivo per connessione senza ago
spike with chemo filter 0,22 micron and needlefree device

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.




cod. 092202



perforatore con filtro chemio 0,22 micron e filtro 5 micron, con dispositivo per connessione senza ago
spike with chemo filter 0,22 micron and 5 micron filter, with needlefree device

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.




cod. 092215



perforatore con filtro chemio 0,22 micron e filtro 5 micron
spike with chemo filter 0,22 micron and 5 micron filter

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.




cod. 092204



miniperforatore con filtro chemio 0,22 micron e filtro 5 micron
minispike with chemo filter 0,22 micron and 5 micron filter

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.




cod. 092205



miniperforatore con filtro chemio 0,22 micron e filtro 5 micron, con dispositivo per connessione senza ago
minispike with chemo filter 0,22 micron and 5 micron filter, with needlefree device

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.




cod. 092206



perforatore con filtro chemio 0,22 micron
spike with chemo filter 0,22 micron

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.




cod. 092208



perforatore sospeso con filtro chemio 0,22 micron con prolunga e valvola di non ritorno
non vented spike with chemo filter 0,22 micron with extension line and no return valve

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
200 pcs.




cod. 092201



perforatore sospeso con filtro chemio 0,22 micron con prolunga e valvola di non ritorno - per soluzioni fotosensibili
non vented spike with chemo filter 0,22 micron with extension line and no return valve - for photosensitives

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
200 pcs.



cod. 092201/B

set per terapia oncologica / set for oncological therapy

set per ricostituzione, prelievo e trasferimento di medicinali / set for dilution, extraction and transfer of drugs
MULTICONNECT SET



perforatore sospeso con filtro chemio 0,22 micron con prolunga e valvola di non ritorno con dispositivo per connessione senza ago
non vented spike with chemo filter 0,22 micron with extension line and no return valve with needlefree device

confezione singola unit packaging blister

scatola / box 200 pcs.



60 cm. 18 cm. 40 cm.

cod. 092203



perforatore sospeso con filtro chemio 0,22 micron con prolunga e valvola di non ritorno con dispositivo per connessione senza ago - per soluzioni fotosensibili
non vented spike with chemo filter 0,22 micron with extension line and no return valve with needlefree device - for photosensitives

confezione singola unit packaging blister

scatola / box 200 pcs.



60 cm. 18 cm. 40 cm.

cod. 092203/B



prolunga a 2 vie con 1 perforatore sospeso con filtro aria 0,22 micron e 1 perforatore sospeso con filtro chemio 0,22 micron con dispositivo per connessione senza ago
2 ways connection set with 1 non vented spike with air filter 0,22 micron and 1 non vented spike with chemo filter 0,22 micron with needlefree device

confezione singola unit packaging blister

scatola / box 200 pcs.



60 cm. 18 cm. 40 cm.

cod. 092211



prolunga a 2 vie con 2 perforatori sospesi con filtro chemio 0,22 micron con dispositivo per connessione senza ago
2 ways connection set with 2 non vented spikes with chemo filter 0,22 micron with needlefree device

confezione singola unit packaging blister

scatola / box 200 pcs.



60 cm. 18 cm. 40 cm.

cod. 092212



perforatore sospeso con valvola di non ritorno e dispositivo per connessione senza ago
non vented spike with non return valve and needlefree device

confezione singola unit packaging blister

scatola box 200 pcs.



60 cm. 18 cm. 40 cm.

cod. 092213



perforatore sospeso con valvola di non ritorno e dispositivo per connessione senza ago - per soluzioni fotosensibili
non vented spike with non return valve and needlefree device for photosensitives

confezione singola unit packaging blister

scatola box 200 pcs.



60 cm. 18 cm. 40 cm.

cod. 092213/B



perforatore sospeso con valvola di non ritorno e dispositivo per connessione senza ago con MICRON FILTER 0,22 micron
non vented spike with non return valve and needlefree device with 0,22 micron MICRON FILTER

confezione singola unit packaging blister

scatola box 200 pcs.



60 cm. 18 cm. 40 cm.

cod. 092214



perforatore sospeso con valvola di non ritorno e dispositivo per connessione senza ago con MICRON FILTER 0,22 micron - per soluzioni fotosensibili
non vented spike with non return valve and needlefree device with 0,22 micron MICRON FILTER - for photosensitives

confezione singola unit packaging blister

scatola / box 200 pcs.



60 cm. 18 cm. 40 cm.

cod. 092214/B

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET

set per infusione PVC senza Ftalati (DEHP) / PVC DEHP free infusion set




deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needlefree cap on the luer suitable to fill the set

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
100 pcs.



cod. 092000




deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set per soluzioni fotosensibili

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needlefree cap on the luer suitable to fill the set for photosensitives

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
100 pcs.




cod. 092000/B



deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 1 via di connessione con valvola antireflusso

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needlefree cap on the luer suitable to fill the set 1-way connection with non return valve

confezione
singola
unit
packaging
blister



cod. 092001




deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 1 via di connessione con valvola antireflusso per soluzioni fotosensibili

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needlefree cap on the luer suitable to fill the set 1-way connection with non return valve for photosensitives

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box 100 pcs.



cod. 092001/B




deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 2 vie di connessione con valvola antireflusso

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needlefree cap on the luer suitable to fill the set 2-ways connection with non return valve

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
100 pcs.



cod. 092005




deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 2 vie di connessione con valvola antireflusso per soluzioni fotosensibili

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needlefree cap on the luer suitable to fill the set 2-ways connection with non return valve for photosensitives

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box 100 pcs.



cod. 092005/B




deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 4 vie di connessione con valvola antireflusso

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needlefree cap on the luer suitable to fill the set 4-ways connection with non return valve

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box 100 pcs.




cod. 092004



deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 4 vie di connessione con valvola antireflusso per soluzioni fotosensibili

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box 100 pcs.



cod. 092004/B

set per terapia oncologica / set for oncological therapy



deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 6 vie di connessione con valvola antireflusso

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter; stopcock with needlefree cap on the luer suitable to fill the set 6-ways connection with non return valve

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box 100 pcs.

60 cm. 18 cm. 40 cm.

cod. 092006



deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 6 vie di connessione con valvola antireflusso per soluzioni fotosensibili

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter; stopcock with needlefree cap on the luer suitable to fill the set 6-ways connection with non return valve for photosensitizing solutions

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box 100 pcs.

60 cm. 18 cm. 40 cm.

cod. 092006/B

set di preparazione per somministrazione con pompa / PVC senza Ftalati (DEHP) preparation set for administration with pump / PVC DEHP free



perforatore sospeso per sacca con 1 via di connessione e raccordo perforabile

non vented spike for bag with 1 way connection and injection point

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box 200 pcs.

60 cm. 18 cm. 40 cm.

cod. 092051



perforatore sospeso per sacca con 1 via di connessione e raccordo perforabile per soluzioni fotosensibili

non vented spike for bag with 1 way connection and injection point for photosensitizing solutions

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box 200 pcs.

60 cm. 18 cm. 40 cm.

cod. 092051/B



perforatore sospeso per sacca con 2 vie di connessione e raccordo perforabile

non vented spike for bag with 2 ways connection and injection point

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box 200 pcs.

60 cm. 18 cm. 40 cm.

cod. 092052



perforatore sospeso per sacca con 2 vie di connessione e raccordo perforabile per soluzioni fotosensibili

non vented spike for bag with 2 ways connection and injection point for photosensitizing solutions

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box 200 pcs.

60 cm. 18 cm. 40 cm.

cod. 092052/B



perforatore sospeso per sacca con 4 vie di connessione e raccordo perforabile

non vented spike for bag with 4 ways connection and injection point

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box 200 pcs.

60 cm. 18 cm. 40 cm.

cod. 092054



perforatore sospeso per sacca con 4 vie di connessione e raccordo perforabile per soluzioni fotosensibili

non vented spike for bag with 4 ways connection and injection point for photosensitizing solutions

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box 200 pcs.

60 cm. 18 cm. 40 cm.

cod. 092054/B

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET

set per somministrazione con filtro adatto per taxani administration set with filter suitable for the taxanes

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET




cod. 092081

deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needfree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 1 via di connessione con valvola antireflusso con filtro in-line 0,22 micron

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needfree cap on the luer suitable to fill the set 1-way connection with non return valve with in-line filter 0,22 micron

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box 100 pcs.




cod. 092081/B

deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needfree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 1 via di connessione con valvola antireflusso con filtro in-line 0,22 micron per soluzioni fotosensibili

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needfree cap on the luer suitable to fill the set 1-way connection with no return valve with in-line filter 0,22 micron for photosensitives

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box 100 pcs.




cod. 092082

deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needfree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 2 vie di connessione con valvola antireflusso con filtro in-line 0,22 micron

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needfree cap on the luer suitable to fill the set 2-ways connection with non return valve with in-line filter 0,22 micron

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box 100 pcs.




cod. 092082/B

deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needfree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 2 vie di connessione con valvola antireflusso con filtro in-line 0,22 micron per soluzioni fotosensibili

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needfree cap on the luer suitable to fill the set 2-ways connection with non return valve with in-line filter 0,22 micron for photosensitives

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box 100 pcs.




cod. 092083

deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needfree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 3 vie di connessione con valvola antireflusso con filtro in-line 0,22 micron

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needfree cap on the luer suitable to fill the set 3-ways connection with non return valve with in-line filter 0,22 micron

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box 100 pcs.




cod. 092083/B

deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needfree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 3 vie di connessione con valvola antireflusso con filtro in-line 0,22 micron per soluzioni fotosensibili

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needfree cap on the luer suitable to fill the set 3-ways connection with non return valve with in-line filter 0,22 micron for photosensitives

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box 100 pcs.




cod. 092084

deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needfree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 4 vie di connessione con valvola antireflusso con filtro in-line 0,22 micron

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needfree cap on the luer suitable to fill the set 4-ways connection with non return valve with in-line filter 0,22 micron

confezione singola
unit packaging
blister

scatola / box 100 pcs.




cod. 092084/B

deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needfree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 4 vie di connessione con valvola antireflusso con filtro in-line 0,22 micron per soluzioni fotosensibili

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needfree cap on the luer suitable to fill the set 4-ways connection with non return valve with in-line filter 0,22 micron for photosensitives

confezione singola
unit packaging
blister


scatola / box 100 pcs.



set per terapia oncologica / set for oncological therapy



set per somministrazione senza PVC / administration set PVC free



deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 1 via di connessione con valvola antireflusso

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needlefree cap on the luer suitable to fill the set 1-way connection with non return valve

confezione singola
unit packaging blister
scatola / box 100 pcs.
18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 092011



deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 1 via di connessione con valvola antireflusso per soluzioni fotosensibili

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needlefree cap on the luer suitable to fill the set 1-way connection with non return valve for photosensitives

confezione singola
unit packaging blister
scatola / box 100 pcs.
18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 092011/B



deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 2 vie di connessione con valvola antireflusso

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needlefree cap on the luer suitable to fill the set 2-ways connection with non return valve

confezione singola
unit packaging blister
scatola / box 100 pcs.
18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 092012



deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 2 vie di connessione con valvola antireflusso per soluzioni fotosensibili

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needlefree cap on the luer suitable to fill the set 2-ways connection with non return valve for photosensitives

confezione singola
unit packaging blister
scatola / box 100 pcs.
18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 092012 /B



deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 3 vie di connessione con valvola antireflusso

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needlefree cap on the luer suitable to fill the set 3-ways connection with non return valve

confezione singola
unit packaging blister
scatola / box 100 pcs.
18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 092013



deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 3 vie di connessione con valvola antireflusso per soluzioni fotosensibili

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needlefree cap on the luer suitable to fill the set 3-ways connection with non return valve for photosensitives

confezione singola
unit packaging blister
scatola / box 100 pcs.
18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 092013/B



deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 4 vie di connessione con valvola antireflusso

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needlefree cap on the luer suitable to fill the set 4-ways connection with non return valve

confezione singola
unit packaging blister
scatola / box 100 pcs.
18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 092014



deflussore per bottiglia o flacone semirigido con filtro soluzione, rubinetto con needlefree cappuccio sul luer adatto al riempimento del set a 4 vie di connessione con valvola antireflusso per soluzioni fotosensibili

infusion set for bottle or semi-rigid vial with solution filter, stopcock with needlefree cap on the luer suitable to fill the set 4-ways connection with non return valve for photosensitives

confezione singola
unit packaging blister
scatola / box 100 pcs.
18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 092014/B

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET



regolatori di flusso
flow regulators

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET

Regolatori di flusso / Flow regulators



deflussore 2 vie camera media con presa d'aria - filtro soluzione con regolatore di flusso 5/250 ml con raccordo luer lock girevole
2 ways IV. set medium drip chamber vented - solution filter with 5/250 ml flow regulator with rotating male luer lock connector


confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.


cod. 090904



deflussore 2 vie camera lunga con presa d'aria - filtro soluzione con regolatore di flusso doppia scala 5/250 ml con raccordo luer lock
2 ways IV. set long drip chamber vented - solution filter with 5/250 ml double scale flow regulator with luer lock connector

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090904/1



deflussore microgoccia 2 vie camera lunga con presa d'aria - filtro soluzione con regolatore di flusso 5/250 ml con raccordo luer lock girevole
microdrop 2 ways IV. set long drip chamber vented - solution filter with 5/250 ml flow regulator with rotating male luer lock connector

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090909



deflussore microgoccia 2 vie camera lunga con presa d'aria - filtro soluzione con regolatore di flusso doppia scala 5/250 ml con raccordo luer lock
microdrop 2 ways IV. set long drip chamber vented - solution filter with 5/250 ml double scale flow regulator with luer lock connector

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090909/1



prolunga con regolatore di flusso 5/250 ml
extension line with 5/250 ml flow regulator

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090905



prolunga con regolatore di flusso doppia scala 5/250 ml
extension line with 5/250 ml double scale flow regulator

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090905/1

Regolatori di flusso tubo PVC senza ftalati / Flow regulators PVC DEHP free tube



prolunga con regolatore di flusso 5/250 ml con piastrina con raccordo a Y con dispositivo per connessione senza ago
extension line with 5/250 ml flow regulator with slide clamp with injection site with needle free device

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090906/1



prolunga con regolatore di flusso doppia scala 5/250 ml
extension line with 5/250 ml double scale flow regulator

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090907

rubinetti a 3 vie
3 ways stopcocks

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET

rubinetti a 3 vie / 3 ways stopcocks


rubinetti a 3 vie luer lock / 3 ways stopcocks luer lock



rubinetto a 3 vie con punto infusione
3 ways stopcock with injection site

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
500 pcs.
(10x50 pcs.)




cod. 090710



rubinetto a 3 vie con luer lock girevole
3 ways stopcock with rotating luer lock connector

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
500 pcs.
(10x50 pcs.)




cod. 090716



rubinetto a 3 vie con luer lock girevole
3 ways stopcock with rotating luer lock connector

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
500 pcs.
(10x50 pcs.)




cod. 090716/1



rubinetto a 3 vie con valvola di non ritorno
3 ways stopcock with no return valve

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
500 pcs.
(10x50 pcs.)



cod. 090716/VNR


rubinetti a 3 vie con prolunga PVC / 3 ways stopcocks with PVC extension line



rubinetto a 3 vie con prolunga
Ø 3x4,1 - lunghezza cm 10
*3 ways stopcock with extension line
Ø 3x4,1 - length cm 10*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.




cod. 090617



rubinetto a 3 vie con punto infusione
con prolunga Ø 3x4,1 - lunghezza
cm 10
*3 ways stopcock with injection site
with extension line Ø 3x4,1
- length cm 10*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.




cod. 090657



rubinetto a 3 vie con prolunga
Ø 3x4,1 - lunghezza cm 25
*3 ways stopcock with extension line
Ø 3x4,1 - length cm 25*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.




cod. 090618



rubinetto a 3 vie con punto infusione
con prolunga Ø 3x4,1 - lunghezza
cm 25
*3 ways stopcock with injection site
with extension line Ø 3x4,1
- length cm 25*


confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



cod. 090686


rubinetti a 3 vie / 3 ways stopcocks



rubinetto a 3 vie con prolunga Ø 3x4,1
- lunghezza cm 50
*3 ways stopcock with extension line
Ø 3x4,1 - length cm 50*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090652



rubinetto a 3 vie con punto infusione
con prolunga Ø 3x4,1 - lunghezza
cm 50
*3 ways stopcock with injection site
with extension line Ø 3x4,1
- length cm 50*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090690/R



rubinetto a 3 vie con prolunga Ø 3x4,1
- lunghezza cm 75
*3 ways stopcock with extension line
Ø 3x4,1 - length cm 75*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090619



rubinetto a 3 vie con punto infusione
con prolunga Ø 3x4,1 - lunghezza
cm 75
*3 ways stopcock with injection site
with extension line Ø 3x4,1
- length cm 75*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090619/R



rubinetto a 3 vie con prolunga Ø 3x4,1
- lunghezza cm 100
*3 ways stopcock with extension line
Ø 3x4,1 - length cm 100*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090656



rubinetto a 3 vie con punto infusione
con prolunga Ø 3x4,1 - lunghezza
cm 100
*3 ways stopcock with injection site
with extension line Ø 3x4,1
- length cm 100*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090653



rubinetto a 3 vie con prolunga Ø 3x4,1
- lunghezza cm 150
*3 ways stopcock with extension line
Ø 3x4,1 - length cm 150*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090600/R



rubinetto a 3 vie con punto infusione
con prolunga Ø 3x4,1 - lunghezza
cm 150
*3 ways stopcock with injection site
with extension line Ø 3x4,1
- length cm 150*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090600/RP

rubinetti a 3 vie / 3 ways stopcocks


rubinetti a 3 vie con prolunga PVC senza ftalati / 3 ways stopcocks with PVC DEHP free extension line



rubinetto a 3 vie con prolunga Ø 3x4,1
- lunghezza cm 10
*3 ways stopcock with extension line
Ø 3x4,1 - length cm 10*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.




cod. 090617/SF



rubinetto a 3 vie con prolunga Ø 3x4,1
- lunghezza cm 25
*3 ways stopcock with extension line
Ø 3x4,1 - length cm 25*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



cod. 090618/SF


rubinetti a 3 vie con prolunga senza PVC (tubo Poliuretano)
3 ways stopcocks with PVC free extension line (Polyurethane tube)



rubinetto a 3 vie con prolunga Ø 3x4,1
- lunghezza cm 10
*3 ways stopcock with extension line
Ø 3x4,1 - length cm 10*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.




cod. 090617/PU



rubinetto a 3 vie con prolunga Ø 3x4,1
- lunghezza cm 25
*3 ways stopcock with extension line
Ø 3x4,1 - length cm 25*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.




cod. 090618/PU



rubinetto a 3 vie con prolunga Ø 3x4,1
- lunghezza cm 50
*3 ways stopcock with extension line
Ø 3x4,1 - length cm 50*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.




cod. 090652/PU



rubinetto a 3 vie con prolunga Ø 3x4,1
- lunghezza cm 75
*3 ways stopcock with extension line
Ø 3x4,1 - length cm 75*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.




cod. 090619/PU



rubinetto a 3 vie con prolunga Ø 3x4,1
- lunghezza cm 100
*3 ways stopcock with extension line
Ø 3x4,1 - length cm 100*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.




cod. 090656/PU



rubinetto a 3 vie con prolunga Ø 3x4,1
- lunghezza cm 150
*3 ways stopcock with extension line
Ø 3x4,1 - length cm 150*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



cod. 090600/R/PU

rubinetti a 3 vie / 3 ways stopcocks

rubinetti a 3 vie con dispositivo needlefree / 3 ways stopcocks with needle free device



rubinetto a 3 vie con luer lock girevole
3 ways stopcock with rotating luer lock connector

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
500 pcs.
(10x50 pcs.)



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090716/NF



rubinetto a 3 vie con luer lock girevole
3 ways stopcock with rotating luer lock connector

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
500 pcs.
(10x50 pcs.)



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090716/1/NF



rubinetto a 3 vie con punto infusione con prolunga Ø 3x4,1 - lunghezza cm 25
3 ways stopcock with injection site with extension line Ø 3x4,1 - length cm 25

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090686/NF



rubinetto a 3 vie con punto infusione con prolunga Ø 3x4,1 - lunghezza cm 100
3 ways stopcock with injection site with extension line Ø 3x4,1 - length cm 100

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090653/NF

rubinetti per alta pressione / high pressure stopcocks



rubinetto 1 via per alta pressione
pressione massima di utilizzo : 1.200 psi
1 way high pressure stopcock maximum pressure : 1.200 psi

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090706/HP



rubinetto 3 vie per alta pressione
pressione massima di utilizzo : 1.200 psi
3 ways high pressure stopcock maximum pressure : 1.200 psi

confezione singola
unit packaging blister


scatola / box
100 pcs.



60 cm. 40 cm. 28 cm.

cod. 090708/HP

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET




rampe di rubinetti
manifolds

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET

rampe di rubinetti / *manifolds*

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET




rampa 2 rubinetti
2 stopcocks manifold

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090782




rampa 2 rubinetti
con prolunga PVC - lunghezza cm 75
2 stopcocks manifold with PVC extension line - length cm 75

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090782/75



rampa 3 rubinetti
3 stopcocks manifold

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090780




rampa 3 rubinetti con prolunga PVC
lunghezza cm 75
3 stopcocks manifold with PVC extension line length cm 75

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090604/75




rampa 3 rubinetti con prolunga PVC
- lunghezza cm 100
3 stopcocks manifold with PVC extension line - length cm 100

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090604/100




rampa 3 rubinetti con prolunga PVC
- lunghezza cm 150
3 stopcocks manifold with PVC extension line - length cm 150

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090604




rampa 3 rubinetti con prolunga PVC
NO DOP - lunghezza cm 150
3 stopcocks manifold with PVC NO DOP extension line - length cm 150

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090604/80/NF



rampa 3 rubinetti con needle free con
prolunga tubo Poliuretano - lunghezza
cm 120 con raccordo a Y con
needlefree
3 stopcocks manifold with needle free with polyurethane tube extension line - length cm 120 with y connector with needlefree


confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091562

rampe di rubinetti / *manifolds*




rampa 4 rubinetti
4 stopcocks manifold

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090783



rampa 4 rubinetti con prolunga PVC
- lunghezza cm 75
3 stopcocks manifold with PVC extension line - length cm 75

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090783/75



rampa 4 rubinetti con prolunga PVC
NO DOP - lunghezza cm 80
4 stopcocks manifold with PVC NO DOP extension line - length cm 80

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090783/80/NF




rampa 4 rubinetti con punto infusione
4 stopcocks manifold with injection point

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.

18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090783/PI




rampa 5 rubinetti
5 stopcocks manifold

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090781




rampa 5 rubinetti con prolunga PVC
- lunghezza cm 75
5 stopcocks manifold with PVC extension line - length cm 75

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.

28 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090605/75



rampa 5 rubinetti con prolunga PVC
NO DOP - lunghezza cm 150
5 stopcocks manifold with PVC NO DOP extension line - length cm 150

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.

28 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090605/ND



supporto per rampa di rubinetti
holder for manifold

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
10 pcs.

12 cm.
40 cm. 24 cm.

cod. 011700

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET



multimedical una risposta, una garanzia
one answer, one guarantee

prolunghe
extension lines

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET

prolunghe per bassa pressione in PVC / PVC low pressure extension lines-LINKSET

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET



prolunga tubo Ø 1x2,5
lunghezza cm 150
*extension line tubing Ø 1x2,5
length cm 150*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090608



prolunga tubo brunito Ø 1,5x2,5
lunghezza cm 150
*extension line brown tubing Ø 1,5x2,5
length cm 150*


confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.


cod. 090608/B



prolunga tubo Ø 1x2,5
lunghezza cm 200
*extension line tubing Ø 1x2,5
length cm 200*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090608/200



prolunga tubo Ø 1,5x3
lunghezza cm 30
*extension line tubing Ø 1,5x3
length cm 30*


confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.


cod. 090643/30



prolunga tubo Ø 2x4
lunghezza cm 50
*extension line tubing Ø 2x4
length cm 50*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090601/50



prolunga tubo Ø 2x4
lunghezza cm 100
*extension line tubing Ø 2x4
length cm 100*


confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.


cod. 090601/100



prolunga tubo Ø 2x4
lunghezza cm 150
*extension line tubing Ø 2x4
length cm 150*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090601



prolunga tubo Ø 2x4
lunghezza cm 200
*extension line tubing Ø 2x4
length cm 200*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 23 cm.

cod. 090601/200

prolunghe / extension lines

prolunghe per bassa pressione in PVC / PVC low pressure extension lines-LINKSET



prolunga tubo Ø 2,5x4,1
lunghezza cm 30
*extension line tubing Ø 2,5x4,1
length cm 30*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090612/30



prolunga tubo Ø 2,5x4,1
lunghezza cm 50 con raccordo
luer maschio
*extension line tubing Ø 2,5x4,1
length cm 50 with male luer connector*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090690



prolunga tubo Ø 2,5x4,1
lunghezza cm 50 con raccordo luer
lock maschio
*extension line tubing Ø 2,5x4,1
length cm 50 with male luer lock
connector*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090690/1



prolunga tubo Ø 2,5x4,1
lunghezza cm 75
*extension line tubing Ø 2,5x4,1
length cm 75*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 090612/75



prolunga tubo Ø 2,5x4,1
lunghezza cm 100
*extension line tubing Ø 2,5x4,1
length cm 100*


confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 23 cm.


cod. 090612/100



prolunga tubo Ø 2,5x4,1
lunghezza cm 150
*extension line tubing Ø 2,5x4,1
length cm 150*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 23 cm.

cod. 090612/150



prolunga tubo Ø 3x4,1
lunghezza cm 100
*extension line tubing Ø 3x4,1
length cm 100*


confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 23 cm.


cod. 090613



prolunga tubo Ø 3x4,1
lunghezza cm 150
*extension line tubing Ø 3x4,1
length cm 150*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 40 cm. 23 cm.

cod. 090600

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET

Prolunghe per bassa pressione senza PVC (Poliuretano) PVC free low pressure extension lines (Polyurethane) - LINKSET NO PVC


SET PER INFUSIONE / INFUSION SET



prolunga tubo Ø 1x2
lunghezza cm 10
*extension line tubing Ø 1x2
length cm 10*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.




cod. 090676/1/10



prolunga tubo Ø 1x2
lunghezza cm 30
*extension line tubing Ø 1x2
length cm 30*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.




cod. 090676/1/30



prolunga tubo Ø 1x2
lunghezza cm 50
*extension line tubing Ø 1x2
length cm 50*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.




cod. 090676/1/50



prolunga tubo Ø 1x2
lunghezza cm 60
*extension line tubing Ø 1x2
length cm 60*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.




cod. 090676/1/60



prolunga tubo Ø 1x2
lunghezza cm 100
*extension line tubing Ø 1x2
length cm 100*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.




cod. 090676/1/100



prolunga tubo Ø 1x2
lunghezza cm 150
*extension line tubing Ø 1x2
length cm 150*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.




cod. 090676/1



prolunga tubo Ø 1x2
lunghezza cm 200
*extension line tubing Ø 1x2
length cm 200*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.




cod. 090676/1/200



prolunga tubo brunito Ø 1x2
lunghezza cm 200
*extension line brown tubing Ø 1x2
length cm 200*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.




cod. 090676/1200B

prolunghe / extension lines




Prolunghe per bassa pressione senza PVC (Polietilene) PVC free low pressure extension lines (Polyethylene) LINKSET NO PVC



prolunga tubo Ø 1x2
lunghezza cm 100
*extension line tubing Ø 1x2
length cm 100*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 23 cm. 40 cm.


cod. 090676/PE100



prolunga tubo Ø 1x2
lunghezza cm 150
*extension line tubing Ø 1x2
length cm 150*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 23 cm. 40 cm.

cod. 090676/PE



prolunga tubo Ø 1x2
lunghezza cm 180
*extension line tubing Ø 1x2
length cm 180*


confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 23 cm. 40 cm.

cod. 090666/PE



prolunga tubo Ø 1x2
lunghezza cm 250
*extension line tubing Ø 1x2
length cm 250*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 23 cm. 40 cm.

cod. 090676/PE250



prolunga tubo Ø 1x2
lunghezza cm 150 con valvola di non
ritorno
*extension line tubing Ø 1x2
length cm 150 with no return valve*


confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 23 cm. 40 cm.


cod. 090676/PEVNR



prolunga tubo brunito Ø 1x2
lunghezza cm 100
*extension line brown tubing Ø 1x2
length cm 100*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 23 cm. 40 cm.

cod. 090676/PEB100



prolunga tubo brunito Ø 1x2
lunghezza cm 150
*extension line brown tubing Ø 1x2
length cm 150*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 23 cm. 40 cm.

cod. 090676/PEB



prolunga tubo brunito Ø 1x2
lunghezza cm 250
*extension line brown tubing Ø 1x2
length cm 250*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
200 pcs.



60 cm. 23 cm. 40 cm.

cod. 090676/PEB250

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET

prolunghe spiralate senza PVC PVC free coiled extension lines - LINKSET SPIRALE NO PVC


SET PER INFUSIONE / INFUSION SET



prolunga tubo poliuretano Ø 1,5x3
lunghezza cm 150
extension line polyurethane tubing Ø 1,5x3 - length cm 150

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
100 pcs.




cod. 090699/1



prolunga tubo poliuretano Ø 1,5x3
lunghezza cm 150 con valvola di non
ritorno
*extension line polyurethane tubing
Ø 1,5x3
length cm 150 with no return valve*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
100 pcs.




cod. 090699/1VNR



prolunga tubo poliuretano Ø 1,5x3
lunghezza cm 150 con raccordo a T
*extension line polyurethane tubing
Ø 1,5x3
length cm 150 with T connector*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
100 pcs.




cod. 090699/1T



prolunga tubo polietilene Ø 1,5x2,5
lunghezza cm 150
*extension line polyethylene tubing
Ø 1,5x2,5
length cm 150*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
100 pcs.




cod. 090671/150



prolunga tubo polietilene Ø 1,5x2,5
lunghezza cm 200
*extension line polyethylene tubing
Ø 1,5x2,5
length cm 200*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
100 pcs.




cod. 090671



prolunga tubo polietilene brunito
Ø 1,5x2,5
lunghezza cm 200
*extension line brown polyethylene
tubing Ø 1,5x2,5
length cm 200*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
100 pcs.




cod. 090671/B



prolunga tubo polietilene Ø 1,5x2,5
lunghezza cm 300
*extension line polyethylene tubing
Ø 1,5x2,5
length cm 300*

confezione
singola
*unit
packaging
blister*

scatola / box
100 pcs.




cod. 090641/300



prolunga tubo polietilene Ø 1x2
lunghezza cm 300
*extension line polyethylene tubing
Ø 1x2
length cm 300*

confezione
singola
*unit
packaging
bustina
cm. 18,5x10*

scatola
box
100 pcs.



cod. 090699/300

prolunghe / extension lines



prolunghe per alta pressione senza PVC - 1.200 psi - (Poliuretano rinforzato)
 PVC free high pressure extension lines - 1.200 psi - (reinforced Polyurethane) - LINKSET HP



prolunga - lunghezza cm 60 - con
 raccordo luer lock girevole
*extension line - length cm 60 - with
 rotating male luer lock connector*

confezione
 singola
*unit
 packaging
 blister*

scatola / box
 100 pcs.
 23 cm.
 60 cm. 40 cm.

cod. 094000



prolunga - lunghezza cm 60 - con
 raccordo luer lock maschio
*extension line - length cm 60 - with
 male luer lock connector*

confezione
 singola
*unit
 packaging
 blister*

scatola / box
 100 pcs.
 23 cm.
 60 cm. 40 cm.

cod. 094000F



prolunga - lunghezza cm 90 - con
 raccordo luer lock girevole
*extension line - length cm 90 - with
 rotating male luer lock connector*

confezione
 singola
*unit
 packaging
 blister*

scatola / box
 100 pcs.
 23 cm.
 60 cm. 40 cm.

cod. 0904001



prolunga - lunghezza cm 90 - con
 raccordo luer lock maschio
*extension line - length cm 90 - with
 male luer lock connector*

confezione
 singola
*unit
 packaging
 blister*

scatola / box
 100 pcs.
 23 cm.
 60 cm. 40 cm.

cod. 094001F




prolunga - lunghezza cm 120 - con
 raccordo luer lock girevole
*extension line - length cm 120 - with
 rotating male luer lock connector*

confezione
 singola
*unit
 packaging
 blister*

scatola / box
 100 pcs.
 23 cm.
 60 cm. 40 cm.

cod. 094002



prolunga - lunghezza cm 120 - con
 raccordo luer lock maschio
*extension line - length cm 120 - with
 male luer lock connector*

confezione
 singola
*unit
 packaging
 blister*

scatola / box
 100 pcs.
 23 cm.
 60 cm. 40 cm.

cod. 094002F



prolunga - lunghezza cm 75 - con
 raccordo luer lock girevole
*extension line - length cm 75 - with
 rotating male luer lock connector*

confezione
 singola
*unit
 packaging
 blister*

scatola / box
 100 pcs.
 23 cm.
 60 cm. 40 cm.

cod. 094003



prolunga - lunghezza cm 150 - con
 raccordo luer lock girevole
*extension line - length cm 150 - with
 rotating male luer lock connector*

confezione
 singola
*unit
 packaging
 blister*

scatola / box
 100 pcs.
 23 cm.
 60 cm. 40 cm.

cod. 094007

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET

Set di estensione a più vie in PVC Multiways PVC extension set **MULTIWAY**


SET PER INFUSIONE / INFUSION SET



set di estensione 2 vie
2 ways multiways extension set

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 090702



set di estensione 2 vie con clamp
2 ways multiways extension set with clamp

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 090706



set di estensione 2 vie con clamp e
raccordo luer lock girevole
*2 ways multiways extension set
with clamp and rotating male luer
lock connector*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 090703



set di estensione 3 vie
3 ways multiways extension set

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 090707



set di estensione 3 vie con raccordo
para in lattice
*3 ways multiways extension set
with latex flashbacks*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 090704



set di estensione 3 vie con raccordo
per iniezioni estemporanee
*3 ways multiways extension set
with injection site*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 090704/C



set di estensione 4 vie
4 ways multiways extension set

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 090700



set di estensione 5 vie
5 ways multiways extension set

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.



cod. 090701

set per pompe infusionali
infusion pump set

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET

Set per pompe infusionali / *infusion pump set*




cod. 090216

deflussore 2 vie camera lunga
con filtro soluzione con raccordo luer
lock

*2 ways IV. set long drip chamber
with solution filter
with luer lock connector*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
100 pcs.




cod. 090216/VNR

deflussore 2 vie camera lunga
con filtro soluzione con raccordo luer lock
con valvola di non ritorno

*2 ways IV. set long drip chamber with
solution filter
with luer lock connector
with no return valve*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
100 pcs.




cod. 090220

deflussore camera lunga con filtro
soluzione con raccordo luer lock
*IV. set long drip chamber
with solution filter
with luer lock connector*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
100 pcs.




cod. 090220/B

deflussore brunito camera lunga
con filtro soluzione
con raccordo luer lock
*IV. set long drip chamber for
photosensitives
with solution filter
with luer lock connector*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
100 pcs.




cod. 090239

deflussore camera lunga
con filtro soluzione
con raccordo luer lock
*IV. set long drip chamber
with solution filter
with luer lock connector*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
100 pcs.



set per mezzi di contrasto
set for contrast medium

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET


Deflussori e prolunghes / I.V. set and extension lines

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET



deflussore camera piccola
con filtro soluzione
con raccordo catetere
*IV. set small drip chamber
with solution filter
with catheter connector*

confezione
singola
unit
packaging
blister


scatola
box
200 pcs.
 23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090023



deflussore camera piccola
con filtro soluzione
con raccordo per iniezioni
estemporanee
*IV. set small drip chamber
with solution filter
with catheter connector
with injection site*

confezione
singola
unit
packaging
blister


scatola
box
200 pcs.
 23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090026



deflussore 2 vie camera lunga
con filtro soluzione
con ago epicranico 19G
*2 ways IV. set small drip chamber
with solution filter
with butterfly needle 19G*

confezione
singola
unit
packaging
blister


scatola
box
200 pcs.
 23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090198



set per trasferimento
con doppia valvola di non ritorno
pressione massima di utilizzo: 300 psi
*transfer set
with double non return valve
maximum pressure: 300 psi*

confezione
singola
unit
packaging
blister


scatola
box
200 pcs.
 23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090523



prolunga tubo Ø PVC 3,5x5,5 -
lunghezza cm 120
con gancio di scarico LUER LOCK
FEMMINA
*extension line tubing Ø 3,5x5,5
- length cm 120
with recirculating female luer lock
connector*

confezione
singola
unit
packaging
blister


scatola
box
200 pcs.
 23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090609



prolunga spirale tubo poliuretano Ø
1,5x3 - lunghezza cm 150
*coiled extension line polyurethane
tubing Ø 1,5x3 - length cm 150*

confezione
singola
unit
packaging
blister


scatola
box
100 pcs.
 23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090699/1



prolunga spirale tubo poliuretano Ø
1,5x3 - lunghezza cm 150
con raccordo a T
*coiled extension line polyurethane
tubing Ø 1,5x3 - length cm 150
with T connector*

confezione
singola
unit
packaging
blister


scatola
box
100 pcs.
 23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090699/1T



prolunga spirale tubo poliuretano Ø
1,5x3 - lunghezza cm 150
con valvola di non ritorno
*coiled extension line polyurethane
tubing Ø 1,5x3 - length cm 150
with non return valve*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
100 pcs.
 23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 090699/1VNR

filtri per infusione
infusion filters

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET


Filtri per infusione / Infusion filters



dispositivo 0,22 micron
per filtrazione di soluzioni iniettabili
*device 0,22 micron
for filtration of injectable solutions*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 090697/2



dispositivo 1,2 micron
per filtrazione di emulsioni lipidiche
*device 1,2 micron
for filtration of lipid solutions*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 090698/2



prolunga tubo PVC
con filtro in-line 0,22 micron
per filtrazione di soluzioni iniettabili
*PVC tubing extension line
with in-line filter 0,22 micron
for filtration of injectable solutions*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 090697/M



prolunga tubo PVC
con filtro in-line 1,2 micron
per filtrazione di emulsioni lipidiche
*PVC tubing extension line
with in-line filter 1,2 micron
for filtration of lipid solutions*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 090698/M



prolunga tubo poliuretano
con filtro in-line 0,22 micron
per filtrazione di soluzioni iniettabili
*polyurethane tubing extension line
with in-line filter 0,22 micron
for filtration of injectable solutions*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 090697/1/PU



prolunga tubo poliuretano
con filtro in-line 1,2 micron
per filtrazione di emulsioni lipidiche
*polyurethane tubing extension line
with in-line filter 1,2 micron
for filtration of lipid solutions*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 090698/1/PU



prolunga con filtro in-line pediatrico
*Extension line with pediatric in-line
filter*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 090697/F



prolunga con filtro in-line 1,2 micron
per filtrazione di emulsioni lipidiche
*extension line with in-line filter
1,2 micron
for filtration of lipid solutions*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.



cod. 090698/NF

dispositivi needle free
needle free devices

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET

dispositivo per prelievo e/o trasferimento senza utilizzo di aghi - perforatori e raccordi
needle free device for extraction and/or transfer - spikes and connectors

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET



raccordo pressione negativa
connector negative pressure

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.

12 cm.
40 cm. 24 cm.

cod. 091545



raccordo pressione positiva
connector positive pressure

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.

12 cm.
40 cm. 24 cm.

cod. 091548



raccordo pressione neutra
connector neutral pressure

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.

12 cm.
40 cm. 24 cm.

cod. 091549



perforatore 2 vie
2 ways spike

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
100 pcs.

18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091563



perforatore monovia
1 way spike

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
100 pcs.

18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091564



miniperforatore
minispike

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
100 pcs.

18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091570



adattatore per vial 13 mm con filtro
vial adaptor 13 mm with filter

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
100 pcs.

18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091571-13



adattatore per vial 20 mm con filtro
vial adaptor 20 mm with filter

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
100 pcs.


18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091571-20

dispositivi needle free / needle free devices



prolunghe tubo poliuretano polyurethane tube extension lines




set di connessione 1 via con raccordo needle free e clamp stringitubo
Tubo Ø 1x2
Lunghezza totale: cm 15
*connection set 1 way with needle free connector and slide clamp
Tube Ø 1x2 - Total length: cm 15*

confezione singola unit packaging blister

scatola box 200 pcs.

18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091561



set di connessione 2 vie con raccordo needle free e clamp stringitubo
Tubo Ø 1x2
Lunghezza totale: cm 13
*connection set 2 ways with needle free connector and slide clamp
Tube Ø 1x2 - Total length: cm 13*

confezione singola unit packaging blister

scatola box 200 pcs.

18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091572



set di connessione 3 vie con raccordo needle free e clamp stringitubo
Tubo Ø 1x2
Lunghezza totale: cm 18
*connection set 3 ways with needle free connector and slide clamp
Tube Ø 1x2 - Total length: cm 18*

confezione singola unit packaging blister

scatola box 200 pcs.

18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091573



set di connessione 4 vie con raccordo needle free e clamp stringitubo
Tubo Ø 1x2
Lunghezza totale: cm 20
*connection set 4 ways with needle free connector and slide clamp
Tube Ø 1x2 - Total length: cm 20*

confezione singola unit packaging blister

scatola box 200 pcs.

18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091574



set di connessione 1 via con raccordo needle free e clamp stringitubo
Tubo Ø 1,5x3
Lunghezza totale: cm 20
*connection set 1 way with needle free connector and slide clamp
Tube Ø 1,5x3 - Total length: cm 20*

confezione singola unit packaging blister

scatola box 200 pcs.

18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091571



set di connessione 2 vie con raccordo needle free e clamp stringitubo
Tubo Ø 1,5x3
Lunghezza totale: cm 20
*connection set 2 ways with needle free connector and slide clamp
Tube Ø 1,5x3 - Total length: cm 20*

confezione singola unit packaging blister

scatola box 200 pcs.

18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091575



set di connessione 3 vie con raccordo needle free e clamp stringitubo
Tubo Ø 1,5x3
Lunghezza totale: cm 20
*connection set 3 ways with needle free connector and slide clamp
Tube Ø 1,5x3 - Total length: cm 20*

confezione singola unit packaging blister

scatola box 200 pcs.

18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091576



set di connessione 2 vie con raccordo needle free e clamp stringitubo
Tubo Ø 1,5x3
Lunghezza totale: cm 20
*connection set 2 ways with needle free connector and slide clamp
Tube Ø 1,5x3 - Total length: cm 20*

confezione singola unit packaging blister

scatola box 200 pcs.

18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091578

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET

prolunghe tubo poliuretano polyurethane tube extension lines

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET




cod. 091591

set di connessione 1 via con raccordo
needle free e clamp stringitubo
Tubo Ø 1x2
Lunghezza totale: cm 20
connection set 1 way with needle free
connector and slide clamp
Tube Ø 1x2 - Total length: cm 20

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 091592

set di connessione 2 vie con raccordo
needle free e clamp stringitubo
Tubo Ø 1x2
Lunghezza totale: cm 13
connection set 2 ways with needle
free connector and slide clamp
Tube Ø 1x2 - Total length: cm 13

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 091593

set di connessione 3 vie con raccordo
needle free e clamp stringitubo
Tubo Ø 1x2
Lunghezza totale: cm 18
connection set 3 ways with needle
free connector and slide clamp
Tube Ø 1x2 - Total length: cm 18

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 091594

set di connessione 4 vie con raccordo
needle free e clamp stringitubo
Tubo Ø 1x2
Lunghezza totale: cm 20
connection set 4 ways with needle
free connector and slide clamp
Tube Ø 1x2 - Total length: cm 20

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 091566

set di connessione 2 vie con raccordo
needle free e clamp stringitubo
Tubo Ø 1,5x3
Lunghezza totale: cm 10
connection set 2 ways with needle
free connector and slide clamp
Tube Ø 1,5x3 - Total length: cm 10

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 091577

set di connessione 1 via con raccordo
needle free e clamp stringitubo
Tubo Ø 3x4,1
Lunghezza totale: cm 25
connection set 1 way with needle free
connector and slide clamp
Tube Ø 3x4,1 - Total length: cm 25

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 091584

set di connessione 2 vie con raccordo
needle free e clamp stringitubo
Tubo @ 3x4,1
Lunghezza totale: cm 13
connection set 2 ways with
needle free
connector and slide clamp
Tube : @ 3x4,1 - Total length: cm 13

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 091585

set di connessione 3 vie con raccordo
needle free e clamp stringitubo
Tubo @ 3x4,1
Lunghezza totale: cm 18
connection set 3 ways with
needle free
connector and slide clamp
Tube : @ 3x4,1 - Total length: cm 18

confezione
singola
unit
packaging
blister


scatola
box
200 pcs.



dispositivi needle free / needle free devices




prolunghe tubo PVC senza ftalati (DEHP) PVC DEHP free extension lines



set di connessione 1 via con raccordo needle free e clamp stringitubo
Tubo PVC NO DOP Ø 1x2
Lunghezza totale: cm 18


*connection set 1 way with needle free connector and slide clamp
Tube PVC NO DOP Ø 1x2 - Total length: cm 18*

confezione singola unit packaging blister	scatola box 200 pcs.
---	----------------------



60 cm. 40 cm. 18 cm.


cod. 091583



set di connessione 2 vie con raccordo needle free e clamp stringitubo
Tubo PVC NO DOP Ø 1x2
Lunghezza totale: cm 11


*connection set 2 ways with needle free connector and slide clamp
Tube PVC NO DOP Ø 1x2 - Total length: cm 11*

confezione singola unit packaging blister	scatola box 200 pcs.
---	----------------------



60 cm. 40 cm. 18 cm.


cod. 091581



set di connessione 3 vie con raccordo needle free e clamp stringitubo
Tubo PVC NO DOP Ø 1x2
Lunghezza totale: cm 20

*connection set 3 ways with needle free connector and slide clamp
Tube PVC NO DOP Ø 1x2 - Total length: cm 20*

confezione singola unit packaging blister	scatola box 200 pcs.
---	----------------------



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 091580



set di connessione con 2 raccordi a Y con valvola needle free con clamp stringitubo
Tubo PVC NO DOP Ø 3x4,1


*connection set with 2 Y connector with needle free valve and slide clamp
Tube PVC NO DOP Ø 3x4,1*

confezione singola unit packaging blister	scatola box 200 pcs.
---	----------------------



60 cm. 40 cm. 18 cm.


cod. 091567



set di connessione 1 via con raccordo needle free e clamp stringitubo
Tubo PVC NO DOP Ø 2,5x4,1 -
Lunghezza totale: cm 20


*connection set 1 way with needle free connector and slide clamp
Tube PVC NO DOP Ø 2,5x4,1
Total length: cm 20*

confezione singola unit packaging blister	scatola box 200 pcs.
---	----------------------



60 cm. 40 cm. 23 cm.


cod. 091579



set di connessione 3 vie con raccordo needle free e clamp stringitubo
Tubo PVC NO DOP Ø 3x4,1
Lunghezza totale: cm 16

*connection set 3 ways with needle free connector and slide clamp
Tube PVC NO DOP Ø 3x4,1
Total length: cm 16*

confezione singola unit packaging blister	scatola box 200 pcs.
---	----------------------



60 cm. 40 cm. 23 cm.

cod. 091582



set di connessione con 1 raccordo a Y con valvola needle free con clamp stringitubo
Tubo PVC NO DOP Ø 3x4,1

*connection set with 1 Y connector with needle free valve and slide clamp
Tube PVC NO DOP Ø 3x4,1*

confezione singola unit packaging blister	scatola box 200 pcs.
---	----------------------



60 cm. 40 cm. 23 cm.

cod. 091543



set di connessione multispike 2 vie con raccordo needle free
Tubo PVC NO DOP Ø 3,5x5,5

*connection set multispike 2 ways with needle free connector
Tube PVC NO DOP Ø 3,5x5,5*

confezione singola unit packaging blister	scatola box 200 pcs.
---	----------------------



60 cm. 40 cm. 23 cm.

cod. 091546

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET



multimedical
fornisce componenti
di alta qualità

multimedical
provides high-quality
components

accessori vari
different accessories

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET

dispositivo per prelievo o travaso / perforatori device for extraction or transfer/ spikes

SET PER INFUSIONE / INFUSION SET



perforatore monovia con tappo di chiusura
1 way spike with cap

confezione singola
unit packaging blister

scatola
box
500 pcs. (10x50pcs.)



cod. 091525/T




perforatore con punto iniezione
spike with injection point

confezione singola
unit packaging blister

scatola
box
500 pcs. (10x50pcs.)




cod. 091525/PI




perforatore 2 vie
spike 2 ways

confezione singola
unit packaging blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 091529




doppio perforatore
double spike

confezione singola
unit packaging blister

scatola
box
500 pcs. (10x50 pcs.)




cod. 091511



perforatore per possibili prelievi ripetuti e aspirazione di soluzioni, farmaci e sostanze tossiche con filtro antibatterico idrofobico 0,1 micron con filtro idrofilico 5 micron
spike for repeated withdrawal and aspiration of solutions, drugs and toxic substances, with 0,1 micron hydrophobic bacteria filter with 5 micron hydrophilic filter

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.



cod. 091507




perforatore per possibili prelievi ripetuti e aspirazione di soluzioni, farmaci e sostanze tossiche con filtro antibatterico idrofobico 0,1 micron con filtro idrofilico 5 micron per la manipolazione dei chemioterapici
spike for repeated withdrawal and aspiration of solutions, drugs and toxic substances, with 0,1 micron hydrophobic bacteria filter with 5 micron hydrophilic filter for the handling of chemotherapeutics

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box 100 pcs.




cod. 091508



perforatore per possibili prelievi ripetuti e aspirazione di soluzioni, farmaci e sostanze tossiche con filtro antibatterico idrofobico 0,1 micron con filtro idrofilico 5 micron
spike for repeated withdrawal and aspiration of solutions, drugs and toxic substances, with 0,1 micron hydrophobic bacteria filter with 5 micron hydrophilic filter

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
100 pcs.



cod. 092209



perforatore per possibili prelievi ripetuti e aspirazione di soluzioni, farmaci e sostanze tossiche con filtro antibatterico idrofobico 0,1 micron con filtro idrofilico 5 micron per la manipolazione dei chemioterapici
spike for repeated withdrawal and aspiration of solutions, drugs and toxic substances, with 0,1 micron hydrophobic bacteria filter with 5 micron hydrophilic filter for the handling of chemotherapeutics

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box 100 pcs.



cod. 092210

valvole di non ritorno / *non return valve*



valvola di non ritorno - pressione massima : 300 psi
no return valve maximum pressure: 300 psi

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
1000 pcs.
(10x100 pcs.)



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 091531



valvola di non ritorno per gravità
non return valve for gravity

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
1000 pcs.
(10x100 pcs.)



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 091532

raccordi - tappi / *connectors - caps*



tappo punto ago - privo di lattice
injection cap - latex free

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
1000 pcs.
(10x100 pcs.)



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 091514



tappo COMBI chiuso maschio / femmina
COMBI STOPPER male / female not vented cap

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
250 pcs.



40 cm. 24 cm. 12 cm.

cod. 091517



tappo luer lock maschio
male luer lock cap

confezione singola
unit packaging blister

scatola / box
1000 pcs.
(10x100 pcs.)



60 cm. 40 cm. 18 cm.

cod. 091521



raccordo luer lock femmina/femmina
female/female luer lock connector

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.



40 cm. 24 cm. 12 cm.

cod. 091522



raccordo lue lock maschio/maschio mobile
rotating male/male luer lock connector

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.



40 cm. 24 cm. 12 cm.

cod. 091523



raccordo lue lock maschio / maschio fisso
fixed male / male luer lock connector


confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.



40 cm. 24 cm. 12 cm.

cod. 091524



qualità,
innovazione e
competitività
sono importanti obiettivi di
multimedical


*quality,
innovation
and competitiveness are
multimedical's
most important
targets*

set per infusione sangue
set for blood infusion

SET PER TRASFUSIONE / TRANFUSION SET

set per infusione sangue / set for blood infusion


SET PER TRASFUSIONE/TRANSFUSION SET



set per infusione sangue e sue parti per sacca (1 via) - con filtro sangue 180/200 micron
set for infusion of blood and its parts for bag (1 way) - with blood filter 180/200 micron

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.




cod. 090402




set per infusione sangue e sue parti per sacca (1 via) - con filtro sangue 180/200 micron
set for infusion of blood and its parts for bag (1 way) - with blood filter 180/200 micron

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.




cod. 090405



set per infusione sangue e sue parti per sacca (1 via) - con filtro sangue 180/200 micron
Tubo PVC senza DEHP
set for infusion of blood and its parts for bag (1 way) - with blood filter 180/200 micron DEHP free tubing

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.




cod. 090405/ND



set per infusione sangue e sue parti per flacone (2 vie) - con filtro sangue 180/200 micron
con ago ipodermico 18G
set for infusion of blood and its parts for bottle (2 ways) - with blood filter 180/200 micron with hypodermic needle 18G

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.




cod. 090413/1



set per infusione sangue e sue parti per flacone (2 vie) - con filtro sangue 180/200 micron
set for infusion of blood and its parts for bottle (2 ways) - with blood filter 180/200 micron

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.




cod. 090415/1LL



set per infusione sangue e sue parti per flacone (2 vie) - con filtro sangue 180/200 micron con doppia camera
set for infusion of blood and its parts for bottle (2 ways) - with blood filter 180/200 micron with double chamber

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
200 pcs.




cod. 090420/L.L.



buretta 150 ml con perforatore con presa d'aria con filtro sangue 180/200 micron
150 ml burette with vented spike with blood filter 180/200 micron

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
30 pcs.




cod. 090008



filtro per l'eliminazione dei microaggregati del sangue
microaggregates removal filter

confezione singola
unit packaging blister

scatola box
10 pcs.



cod. 090436

set per nutrizione parenterale
parenteral nutrition set

SET PER NUTRIZIONE/NUTRITION SET

sacche per nutrizione parenterale con set di riempimento a 3 vie parenteral nutrition bags with 3 ways filling set

SET PER NUTRIZIONE/NUTRITION SET




sacca per nutrizione parenterale
250 ml
con set riempimento 3 vie scollegato
*250 ml parenteral nutrition bag
with 3 ways disconnected filling set*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
30 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091308



sacca per nutrizione parenterale
250 ml
con set riempimento 3 vie collegato
con tappo luer lock maschio
*250 ml parenteral nutrition bag
with 3 ways connected filling set
with male luer lock cap*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
30 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091308/SC




sacca per nutrizione parenterale
500 ml
con set riempimento 3 vie scollegato
*500 ml parenteral nutrition bag
with 3 ways disconnected filling set*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
30 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091330



sacca per nutrizione parenterale
500 ml
con set riempimento 3 vie collegato
con tappo luer lock maschio
*500 ml parenteral nutrition bag
with 3 ways connected filling set
with male luer lock cap*

confezione
singola
unit
packaging
bustina
cm. 18,5x10

scatola
box
30 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091330/SC



sacca per nutrizione parenterale
500 ml
con set riempimento 3 vie collegato
con deflussore
con tappo luer lock maschio
*500 ml parenteral nutrition bag
with 3 ways connected filling set
with IV set
with male luer lock cap*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
30 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091330/SC/D



sacca per nutrizione parenterale
1.000 ml
con set riempimento 3 vie collegato
con tappo luer lock maschio
*1.000 ml parenteral nutrition bag
with 3 ways connected filling set
with male luer lock cap*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
30 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091303/MI



sacca per nutrizione parenterale
1.000 ml
con set riempimento 3 vie collegato
con deflussore
con tappo luer lock maschio
*1.000 ml parenteral nutrition bag
with 3 ways connected filling set
with IV set
with male luer lock cap*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
30 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091303/MI/D



sacca per nutrizione parenterale
2.000 ml
con set riempimento 3 vie collegato
con tappo luer lock maschio
*2.000 ml parenteral nutrition bag
with 3 ways connected filling set
with male luer lock cap*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
30 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091328/MI

set per nutrizione parenterale *parenteral nutrition set*



sacche per nutrizione parenterale con set di riempimento a 3 vie *parenteral nutrition bags with 3 ways filling set*

	<p>sacca per nutrizione parenterale 2.000 ml con set riempimento 3 vie collegato con deflussore con tappo luer lock maschio</p> <p><i>2.000 ml parenteral nutrition bag with 3 ways connected filling set with IV set with male luer lock cap</i></p> <p>confezione singola unit packaging blister</p>		<p>sacca per nutrizione parenterale 3.000 ml con set riempimento 3 vie scollegato</p> <p><i>3.000 ml parenteral nutrition bag with 3 ways disconnected filling set</i></p> <p>confezione singola unit packaging blister</p>
<p>cod. 091328/MI/D</p>	<p>scatola / box 30 pcs.</p> <p>60 cm. 40 cm. 23 cm.</p>	<p>cod. 091307/MM</p>	<p>scatola / box 30 pcs.</p> <p>60 cm. 40 cm. 23 cm.</p>
	<p>sacca per nutrizione parenterale 3.000 ml con set riempimento 3 vie collegato con tappo luer lock maschio</p> <p><i>3.000 ml parenteral nutrition bag with 3 ways connected filling set with male luer lock cap</i></p> <p>confezione singola unit packaging blister</p>		<p>sacca per nutrizione parenterale 3.000 ml con set riempimento 3 vie collegato con tappo luer lock maschio con coprisacca</p> <p><i>3.000 ml parenteral nutrition bag with 3 ways connected filling set with male luer lock cap with bag-cover</i></p> <p>confezione singola unit packaging blister</p>
<p>cod. 091307/MI</p>	<p>scatola / box 30 pcs.</p> <p>60 cm. 40 cm. 23 cm.</p>	<p>cod. 091316</p>	<p>scatola / box 30 pcs.</p> <p>60 cm. 40 cm. 23 cm.</p>
	<p>sacca per nutrizione parenterale 3.000 ml con set riempimento 3 vie collegato con deflussore con tappo luer lock maschio</p> <p><i>3.000 ml parenteral nutrition bag with 3 ways connected filling set with IV set with male luer lock cap</i></p> <p>confezione singola unit packaging blister</p>		<p>sacca per nutrizione parenterale 3.000 ml con set riempimento 3 vie collegato con deflussore con tappo luer lock maschio con coprisacca</p> <p><i>3.000 ml parenteral nutrition bag with 3 ways connected filling set with IV set with male luer lock cap with bag-cover</i></p> <p>confezione singola unit packaging blister</p>
<p>cod. 091323</p>	<p>scatola / box 30 pcs.</p> <p>60 cm. 40 cm. 23 cm.</p>	<p>cod. 091316/DB</p>	<p>scatola / box 30 pcs.</p> <p>60 cm. 40 cm. 23 cm.</p>
	<p>sacca per nutrizione parenterale 3.000 ml con set riempimento 3 vie collegato con filtro soluzione 200 micron con tappo luer lock maschio</p> <p><i>3.000 ml parenteral nutrition bag with 3 ways connected filling set with 200 micron solution filter with male luer lock cap</i></p> <p>confezione singola unit packaging blister</p>		<p>sacca per nutrizione parenterale 3.000 ml con set riempimento 3 vie collegato con filtro soluzione 200 micron con tappo luer lock maschio con coprisacca</p> <p><i>3.000 ml parenteral nutrition bag with 3 ways connected filling set with 200 micron solution filter with male luer lock cap with bag-cover</i></p> <p>confezione singola unit packaging blister</p>
<p>cod. 091307/F</p>	<p>scatola / box 30 pcs.</p> <p>60 cm. 40 cm. 23 cm.</p>	<p>cod. 091316/F</p>	<p>scatola / box 30 pcs.</p> <p>60 cm. 40 cm. 23 cm.</p>

SET PER NUTRIZIONE/NUTRITION SET



set per nutrizione enterale
enteral nutrition set

SET PER NUTRIZIONE/NUTRITION SET

sacche per nutrizione enterale

enteral nutrition bags

SET PER INUTRIZIONE / NUTRITION SET




cod. 091348/E

sacca per nutrizione enterale
1.000 ml con raccordo perforabile

*1.000 ml enteral nutrition bag
with injection port*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
30 pcs.




cod. 091347

sacca per nutrizione enterale
2.000 ml con raccordo perforabile

*2.000 ml enteral nutrition bag
with injection port*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
30 pcs.




cod. 091347/D

sacca per nutrizione enterale
2.000 ml con deflussore

*2.000 ml enteral nutrition bag
with IV set*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
30 pcs.




sacche per raccolta urina
urin bag

SET PER UROLOGIA / SET FOR UROLOGY

non sterili / *not sterile*


SET PER IUROLOGIA / SET FOR UROLOGY



sacca per raccolta urina 2.000 ml standard - lunghezza tubo: cm 90
2.000 ml urin bag standard - tubing length : cm 90


confezione singola unit packaging blister

scatola box 250 pcs.



60 cm. 25 cm. 40 cm.


cod. 030200



sacca per raccolta urina 2.000 ml standard - lunghezza tubo: cm 130
2.000 ml urin bag standard - tubing length: cm 130

confezione singola unit packaging blister

scatola box 200 pcs.



60 cm. 25 cm. 40 cm.

cod. 030204/1



sacca per raccolta urina 2.000 ml con valvola di non ritorno - lunghezza tubo: cm 90
2.000 ml urin bag with no return valve tubing length: cm 90


confezione singola unit packaging blister

scatola box 250 pcs.



60 cm. 25 cm. 40 cm.


cod. 030201



sacca per raccolta urina 2.000 ml con valvola di non ritorno - lunghezza tubo: cm 130
2.000 ml urin bag with no return valve tubing length: cm 130

confezione singola unit packaging blister

scatola box 200 pcs.



60 cm. 25 cm. 40 cm.

cod. 030204



sacca per raccolta urina 2.000 ml con valvola di non ritorno e rubinetto lunghezza tubo: cm 90
2.000 ml urin bag with no return valve and emptying cock tubing length: cm 90


confezione singola unit packaging blister

scatola box 250 pcs.



60 cm. 25 cm. 40 cm.


cod. 030202



sacca per raccolta urina 2.000 ml con valvola di non ritorno e rubinetto lunghezza tubo: cm 130
2.000 ml urin bag with no return valve and emptying cock tubing length: cm 130

confezione singola unit packaging blister

scatola box 200 pcs.



60 cm. 25 cm. 40 cm.

cod. 030203



sacca raccolta urina da gamba 750 ml con valvola di non ritorno e rubinetto
750 ml leg urin bag with no return valve and emptying cock

confezione singola unit packaging blister

scatola / box 500 pcs. (50x10 pcs.)



60 cm. 25 cm. 40 cm.

cod. 030207



sacca per raccolta urina 5.000 ml con valvola di non ritorno e rubinetto lunghezza tubo: cm 90
5.000 ml urin bag with no return valve and emptying cock tubing length: cm 90

confezione singola unit packaging blister

scatola box 100 pcs.



60 cm. 25 cm. 40 cm.

cod. 081356/E

sacche per raccolta urina / *urin bag*



sterili / *sterile*



sacca per raccolta urina 2.000 ml standard
lunghezza tubo: cm 90
2.000 ml urin bag standard tubing length: cm 90

confezione singola unit packaging blister

scatola box 100 pcs.



60 cm. 25 cm. 40 cm.

cod. 091350/E



sacca per raccolta urina 2.000 ml standard
lunghezza tubo: cm 130
2.000 ml urin bag standard tubing length: cm 130

confezione singola unit packaging blister

scatola box 100 pcs.



60 cm. 25 cm. 40 cm.

cod. 091350/E/130



sacca per raccolta urina 2.000 ml con valvola di non ritorno
lunghezza tubo: cm 90
2.000 ml urin bag with no return valve tubing length: cm 90


confezione singola unit packaging blister

scatola box 100 pcs.



60 cm. 25 cm. 40 cm.


cod. 091351/E



sacca per raccolta urina 2.000 ml con valvola di non ritorno
lunghezza tubo: cm 130
2.000 ml urin bag with no return valve tubing length: cm 130

confezione singola unit packaging blister

scatola box 100 pcs.



60 cm. 25 cm. 40 cm.

cod. 091351/E/130



sacca per raccolta urina 2.000 ml con valvola di non ritorno e rubinetto
lunghezza tubo: cm 90
2.000 ml urin bag with no return valve and emptying cock tubing length: cm 90


confezione singola unit packaging blister

scatola box 100 pcs.



60 cm. 25 cm. 40 cm.


cod. 091352/E



sacca per raccolta urina 2.000 ml con valvola di non ritorno e rubinetto
lunghezza tubo: cm 130
2.000 ml urin bag with no return valve and emptying cock - tubing length: cm 130

confezione singola unit packaging blister

scatola box 100 pcs.



60 cm. 25 cm. 40 cm.

cod. 091352/E130



sacca raccolta liquidi a circuito chiuso 2.000 ml con rubinetto e punto di prelievo
lunghezza tubo: cm 90
2.000 ml closed circuit sterile urin bag with stopcock and injection point tubing length: cm 90


confezione singola unit packaging blister

scatola box 100 pcs.



60 cm. 25 cm. 40 cm.


cod. 091361/E



sacca raccolta liquidi a circuito chiuso 2.000 ml con rubinetto e punto di prelievo
lunghezza tubo: cm 130
2.000 ml closed circuit sterile urin bag with stopcock and injection point tubing length: cm 130

confezione singola unit packaging blister


scatola box 100 pcs.



60 cm. 25 cm. 40 cm.

cod. 091361/E/130

SET PER IUROLOGIA / SET FOR UROLOGY



multimedical
realizza prodotti
personalizzati
in base alle esigenze
dei clienti

multimedical
provides dedicated
products based
on customer
demands

set per irrigazione urologica
urological set

SET PER UROLOGIA / SET FOR UROLOGY

Set per irrigazione urologica / urological set

SET PER UROLOGIA / SET FOR UROLOGY



set per irrigazione urologica 1 via
urological set 1 way

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
40 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091317/1



set per irrigazione urologica 2 vie
urological set 2 ways

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
40 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091317



set per irrigazione urologica 2 vie
con raccordo a Y
*urological set 2 ways
with Y connector*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
40 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091317/Y




set per irrigazione urologica 3 vie
con raccordo a Y
*urological set 3 ways
with Y connector*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
40 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091317/3



set per irrigazione urologica 1 via
con raccordo luer lock
*urological set 1 way
with luer lock connector*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
40 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091317/1LL




set per irrigazione urologica 2 vie
con raccordo luer lock
*urological set 2 ways
with luer lock connector*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
40 pcs.

23 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091317/LL



maniglia appendi sacca
bag hook

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
100 pcs.

12 cm.
40 cm. 24 cm.

cod. 081361



tappo per catetere
catheter cap

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola / box
1000 pcs.
(10x100 pcs.)

18 cm.
60 cm. 40 cm.

cod. 091526

set per artroscopia
set per aspirazione
kit per paracentesi e toracentesi
set per dialisi
arthroscopic set
suction set
paracentesis and thoracentesis kit
dialysis set

SETS VARI / DIFFERENT SET

set vari / different set


set per artroscopia / arthroscopic set



set per irrigazione in artroscopia
set for irrigation in arthroscopy

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
20 pcs.



cod. 091349


set per aspirazione / suction set



set per aspirazione
suction set

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
50 pcs.



cod. 090794

kit per paracentesi e toracentesi / kit for paracentesis and thoracentesis




kit per paracentesi e toracentesi con:
- sacca drenaggio capacità 2.000 ml
- aghi 80 mm. - 14G - 16G - 18G
- siringa 50 ml
- rubinetto a 3 vie

kit for paracentesis and thoracentesis with:
- drainage bag capacity 2.000 ml
- needles 80 mm. - 14G - 16G - 18G
- syringe 50 mm.
- 3 ways stopcock

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
25 pcs.



cod. 090761/MM


set per dialisi / dialysis set



deflussore camera lunga con presa
d'aria
con filtro soluzione con ra ccoro a T
*vented IV set long drip chamber
with solution filter with T connector*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 090278/1



deflussore camera lunga con presa
d'aria
con filtro soluzione con ra ccoro a T
con clamp
*vented IV set long drip chamber
with solution filter with T connector
with clamp*

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 090278/2



set di estensione a 2 vie
2 ways extension set

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
200 pcs.




cod. 090703



clamp stringitubo "a forbice"
"scissors" tubing clamp

confezione
singola
unit
packaging
blister

scatola
box
500 pcs.



cod. 081540

aghi di huber
aghi a farfalla

huber needles
scalp vein

aghi di huber / huber needles



CODICI ARTICOLI / ITEM CODE

codice code	colore colour	gauge gauge	lung. ago needle length	lung. tubo tubing length	raccordo connection
090831-19-15		19	mm 15	cm 15	Luer lock
090831		19	mm 20	cm 15	Luer lock
090831-19-25		19	mm 25	cm 15	Luer lock
090831-19-30		19	mm 30	cm 15	Luer lock
090831-20-15		20	mm 15	cm 15	Luer lock
090831-20-20		20	mm 20	cm 15	Luer lock
090831-20-25		20	mm 25	cm 15	Luer lock
090831-20-30		20	mm 30	cm 15	Luer lock
090831-22-15		22	mm 15	cm 15	Luer lock
090831-22-20		22	mm 20	cm 15	Luer lock
090831-22-25		22	mm 25	cm 15	Luer lock
090831-22-30		22	mm 30	cm 15	Luer lock

CODICI ARTICOLI / ITEM CODE

codice code	colore colour	gauge gauge	lung. ago needle length	lung. tubo tubing length	raccordo connection
090833-19-15		19	mm 15	cm 20	Luer lock
090833-19-20		19	mm 20	cm 20	Luer lock
090833-19-25		19	mm 25	cm 20	Luer lock
090833-19-30		19	mm 30	cm 20	Luer lock
090833-20-15		20	mm 15	cm 20	Luer lock
090833-20-20		20	mm 20	cm 20	Luer lock
090833-20-25		20	mm 25	cm 20	Luer lock
090833-20-30		20	mm 30	cm 20	Luer lock
090833-22-15		22	mm 15	cm 20	Luer lock
090833-22-20		22	mm 20	cm 20	Luer lock
090833-22-25		22	mm 25	cm 20	Luer lock
090833-22-30		22	mm 30	cm 20	Luer lock

AGHI / NEEDLES

aghi epicranici varie misure / scalp vein different sizes





multimedical s.r.l. - via g.rossa, 71 - zona industriale gerbolina - 46019 viadana (mn) - italy
te. 0039 0375 78 58 82 (3 linee ra) fax 0039 0375 78 58 85
www.multimedical.it e-mail: info@multimedical.it